

Une lecture de la glycémie simple, rapide et fiable...

... en 5 secondes chrono



1 Insérer la **bandelette** : le lecteur se met en marche automatiquement.



2 Faire correspondre les **codes** (flacon et lecteur) grâce à la touche C.



3 Prélever **1 µl de sang** avec le système de prélèvement capillaire OneTouch® Ultrasoft™⁽¹⁾.



4 Mettre en contact l'extrémité de la bandelette avec l'échantillon de sang (**aspiration** instantanée par **capillarité**).



5 Le **résultat** s'affiche en **5 secondes chrono**.

... avec des services en plus

S'équiper d'un lecteur de glycémie OneTouch®Ultra™, c'est bénéficier de LifeScan Services* au **N° Vert 0 800 459 459** APPEL GRATUIT

7j/7, 24h24 Une assistance technique à votre disposition

En moins de 24 h ⁽²⁾

GRATUIT

Remplacement du lecteur en cas de dysfonctionnement, perte, vol ou bris ⁽³⁾.
Envoi au domicile du patient ou à la pharmacie (si accord préalable du pharmacien).

Une fois par an

GRATUIT

Envoi sur simple demande d'1 stylo autopiqueur, de 2 solutions de glucose, d'1 pile ⁽⁴⁾, de 2 carnets d'AutoSurveillance Glycémique, de fiches conseils.

* Appel gratuit depuis un poste fixe (France métropolitaine et DOM). Conformément à la loi informatique et liberté n°2004-801 du 06 août 2004, loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données personnelles et modifiant la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles qui vous concernent auprès de LifeScan "a Johnson & Johnson company" - 1 rue Camille Desmoulins - TSA 40007 - 92787 Issy les Moulineaux Cedex 9.

(1) Pour tout test réalisé à l'officine, ne pas prélever l'échantillon de sang avec le stylo autopiqueur OneTouch® Ultrasoft™ mais utiliser un autopiqueur à usage unique. (2) Si appel du lundi au vendredi avant 18h00 depuis la France métropolitaine.

(3) Uniquement si la carte de garantie a été renvoyée et ne s'applique pas en cas d'abus évident. (4) Une fois par an si la carte de garantie a été renvoyée, sauf pile bâton.