

Principe du Kit HANDIPOSE

Il permet un positionnement total et évolutif grâce à ses nombreux accessoires modulables et sur mesure.

Descriptif

9 Cale de buste :

Livrées par deux, elles positionnent latéralement le patient sur le dossier.

5 Cales universelles :

Livrées par six, elles viennent en complément des autres cales.

4 Cales d'adduction :

Livrées par deux, elles se positionnent sur la base.

3 Plots d'abduction :

Livrés en deux dimensions, ils peuvent être découpés, poncés, flammés avec facilité.

8 Dossier avec sangles de tension :

- adaptable sur le dossier existant
- remplace le dossier d'origine et permet un réglage de tension
- livré aux dimensions du fauteuil.

10 Cales de confort :

- Applications :
- appui lombaire
 - protection contre les tubes du dossier
 - décollement du sacrum
 - décollement des crêtes spinales.

7 Cales de compensation fluide :

livrées par deux, elles protègent d'éventuels appuis créés par l'utilisation des éléments du kit.

6 Cales de compensation :

Livrées par six, elles sont utilisées pour le positionnement du bassin et des jambes.

1 Siège Handiflow :

Doté d'un système de prévention de l'escarre aux dimensions du fauteuil roulant, un premier calage du bassin est obtenu par immersion.





Siège de série modulable et évolutif,
adaptable aux mesures du patient.



Prise de mesure

- **Pour le dossier** : mesurer la largeur entre les deux tubes du fauteuil roulant.
- **Pour le coussin** : mesurer la largeur et la profondeur de l'assise.

Dimensions

- Dossiers disponibles de 38 à 55 cm en largeur.
- Coussins disponibles de 38 à 55 cm en largeur et en profondeur.

Notre référence : NEG 0433

Libellé de l'ordonnance

Siège de série modulable et évolutif
Code LPPR : 1269336

Attention : La prise en charge est subordonnée à une prescription médicale émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie, chirurgie orthopédique.
La prise en charge est assurée dans la limite maximale de l'attribution tous les trois ans.

Entretien

Lavage à l'eau et au savon.
Il est recommandé de brosser la partie du crochet velcro afin de conserver les qualités de celui-ci.

Autres produits disponibles



Distribué par

